

Recueil d'urines pour ECBU Pédiatrique

Consignes pour assurer la qualité du recueil :

- Se laver les mains. Faire une toilette locale soigneuse à l'aide des lingettes désinfectantes remises par le laboratoire ou à l'aide d'un antiseptique (type Dakin®).
- 2) Ouvrir le sachet et sortir la poche. Enlever le papier de protection.
 - Pour les filles, l'ouverture de la poche doit s'appliquer sur la zone génitale supérieure.
 - Pour les garçons, le pénis doit être glissé dans la poche.
- 3) Après le recueil d'urines, retirer la poche et plier en deux la surface adhésive avec précaution. (La poche ne doit pas rester en place plus de 30 minutes).
- 4) Placer la poche, sans la transvaser, dans le flacon **identifié** (nom, prénom, date et heure du recueil).

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais**. Il peut être conservé dans le bas du réfrigérateur (+4°C) maximum **4** heures.

Contacter le laboratoire pour tout renseignement.

⊕ bioxa.fr

Questionnaire au verso à remplir impérativement



Merci de remplir toutes les rubriques ci-dessous

Sexe : \square F \square M	
Né(e) le ://	
à h	
Tél: Portable obligatoire si résultats par mail	
Document à joindre à l'ordonnance	
Zone réservée au laboratoire	
Zone reservee du luboratoire	
N° Adhérent :	
rélèvement	
niques	
ts un antibiotique ?	
ts un antibiotique ?	
ts un antibiotique ?	